

Uvikon 9xx Upgrade

Rüsten Sie Ihr Uvikon mit aktueller Hard- & Software auf

Sie müssen sich um die künftige Einsatzfähigkeit Ihres bewährten UVIKON Spektralphotometers keine Sorgen machen:

- Aufrüstung mit aktuellen PC Hardware-Komponenten; damit bleibt Ihr Uvikon auch künftig mit Ihrer PC-Umgebung kompatibel.
- Die Aufrüstung mit der neuen UVS Software deckt alle Anwendungsbereiche ab und steigert damit erheblich die Effizienz.
- Durch die Aufrüstung können die 21CFR 11 Anforderungen der FDA voll erfüllt werden.
- Übertragung der Daten nach MS Office ist möglich.



Steigern Sie kostengünstig die Leistungsfähigkeit Ihres Uvikon

Hardware-Aufrüstung

Die neue Hardware wird anstelle des bestehenden Mainboards in Ihr Uvikon eingebaut; Sie brauchen deshalb keinen zusätzlichen Platz für den Rechner. Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Hardware-Upgrades sind:

- 1,2 GHz Intel Low Power Pentium III CPU
- 256 MB RAM
- Harddisk 80 GB und 1,44 MB Floppy
- 10/100 MBit LAN Adapter integriert
- AGP Video-Controller mit 4 MB RAM
- 2 x USB Schnittstelle (z.B. für ext. CD-ROM)
- PS/2 Keyboard und Maus
- Unterstützung für TFT Monitore

Zubehör (optional)

- Betriebssystem Windows XP Pro
- TFT Monitore
- Drucker
- Externe CD-RW Laufwerke
- Spezielle User-Software

Software-Aufrüstung

- Messung für Fixwellenlänge, Wellenlängen-Programm, Scan und Kinetik
- Methodenspeicherung in Datenbank
- Integrierter Formel-Editor zur automatischen Berechnung komplexer Zusammenhänge
- Peakdetektion bei Scans
- Direkter Export der Daten nach Excel
- Automatisierte Datensicherung
- Voll GLP-konform durch Verknüpfung von Methode, Messdaten und Ergebnissen in Datenbank
- Bedienung und Daten voll kompatibel mit neuem Uvikon XL/XS
- *Optional:* Konform mit Anforderungen der FDA 21CFR Part 11 (Siehe separates Datenblatt für weitere Details)

Bestellinformation:

UVK-01
Umrüst-Kit inkl. Hardware, Arbeitszeit und UVS900Lite Software

UVK-02
Umrüst-Kit inkl. Hardware, Arbeitszeit und UVS900 Software (21CFR11 kompatibel)

Hinweis:

Die Aufrüstung ist eine Gerätemodifikation und beeinflusst nicht die aktuellen Spezifikationen Ihres Uvikon.

Die Installation, nicht jedoch die Lizenz des Betriebssystems, ist im Upgrade-Preis enthalten.

Goebel Instrumentelle Analytik GmbH

Mainburger Str. 8 • D-84072 Au i.d. Hallertau • Deutschland

Tel.: +49 / (0) 87 52 / 86 708 - 0 • Fax: +49 / (0) 87 52 / 86 708 - 20 • WEB: www.goebel-analytik.de • E-Mail: analytik@goebel-analytik.de